

Persönliche Schutzausrüstung: Mundschutz an- und ausziehen

Seite 1 / 3

I. Anziehen

Anziehen / 1. Schritt



Foto: Marcus Reska, Michaela Berger

1. Befestigen Sie die Atemschutzmaske mit den Verschlussbändern bzw. dem Gummiband an der hinteren Kopfmittle und im Nackenbereich.

Anziehen / 2. Schritt



Foto: Marcus Reska, Michaela Berger

2. Drücken Sie die Nasenbügel an.

Persönliche Schutzausrüstung: Mundschutz an- und ausziehen

II. Ausziehen

Ausziehen / 1. Schritt



Foto: Marcus Reska, Michaela Berger

1. Greifen Sie das untere Gummiband in Nackenhöhe.

Ausziehen / 2. Schritt



Foto: Marcus Reska, Michaela Berger

2. Ziehen Sie beide Bänder über den Kopf hinweg nach vorne.

Persönliche Schutzausrüstung: Mundschutz an- und ausziehen

Seite 3 / 3

Ausziehen / 3. Schritt



Foto: Marcus Reska, Michaela Berger

3. Lösen Sie die Maske vom Gesicht, indem Sie diese an beiden Bändern festhalten.